



INSTRUÇÕES DE USO: (Português)

O que é Pure&Clean Antimicrobial Hydrogel?

O **Pure&Clean Antimicrobial Hydrogel** é uma solução da próxima geração de tratamento de feridas projetada para adicionar e manter a umidade no leito da ferida e facilitar o desbridamento autolítico. O Hidrogel Antimicrobial Pure & Clean tem um perfil de segurança expansivo que não prejudica os tecidos saudáveis e trabalha em conjunto com um conjunto de produtos associados que proporcionam uma abordagem sinérgica para a preparação e gestão do leito da ferida.

O que define Pure & Clean e separa ainda mais?

Este hidrogel antimicrobiano exclusivamente formulado utiliza uma tecnologia patenteada que combina o uso de uma solução hipoclorosa eletroquimicamente produzida, com um potenciador de viscosidade nanoestruturado, e resultando em um Hidrogel Hipocloroso de grau farmacêutico (HOCL). A formulação resultante é um hidrogel claro e equilibrado em pH, ideal para uma ampla gama de condições de feridas e de pele.

Indicações:

O Hidrogel Antimicrobial Pure & Clean é um produto 510 (k) aprovado pelo FDA para uso pelos profissionais de saúde para gerenciar os seguintes tipos de feridas: • Feridas agudas e dérmicas • Ferimentos parciais e de espessura total • Queimaduras de primeiro e segundo grau • Úlceras diabéticas e estase úlceras • Úlceras de pressão no estágio I-IV • Feridas cirúrgicas (incisões, locais de doadores e enxertos) • Abrasões e irritações da pele • Ferimentos por trauma • Diversas dermatoses, incluindo dermatite atópica.

Instruções de uso:

- Limpe a ferida com uma Pure & Clean Wound Irrigation Solution
- Agite o Hydrogel Antimicrobial Pure & Clean bem antes de usar
- Aplicar Hydrogel Antimicrobial Pure & Clean
- Com algumas feridas, um preenchimento de ferida pode ser necessário para preencher a cavidade
- Cubra a ferida com um curativo adequado que contenha Hydrogel Antimicrobial Pure & Clean no leito da ferida
- Troque o curativo conforme solicitado ou quando necessário Use Pure & Clean todas as trocas de curativos

Manuseamento: Não tóxico e não irritante para a pele, olhos ou mucosas. Não é necessário manuseio especial. Nenhuma instrução especial para descarte.

Segurança: Pure & Clean não irrita e não sensibiliza, tendo passado por muitos estudos de biocompatibilidade, incluindo o estudo ISO Irritação Ocular e teste ISO Sensibilidade Máxima.

O Hidrogel Antimicrobiano Pure & Clean contém ácido hipocloroso, um conservante antimicrobiano conhecido, que inibe o crescimento de microrganismos no hidrogel.