



## INSTRUÇÕES DE USO: (Português)

### O que é o ácido hipocloroso?

O ácido hipocloroso é um ácido fraco (pH semelhante à pele intacta), é uma substância que ocorre naturalmente em nossos corpos e a mesma substância química que nossos próprios glóbulos brancos produzem para combater a infecção e matar as bactérias. O ácido hipocloroso ocupa um lugar único como um dos únicos agentes conhecidos que não é tóxico para as delicadas células que curam nossas feridas e nos protegem, sendo letais para quase todas as bactérias e vírus perigosos que ameçam nossa saúde. O principal obstáculo ao seu uso disseminado tem sido sua estabilidade de prateleira.

### O que define Pure & Clean separa ainda mais?

- FDA prazo de validade de 18 meses, não é afetado pela abertura da garrafa
- Nosso processo exclusivo cria uma forma superior e estável de ácido hipocloroso
- Nosso processo começa com uma solução proprietária de água salgada que sofre eletrólise, produzindo um produto puro e seguro. A maioria dos outros produtos HOCl são simplesmente alvejantes diluídos
- PH entre 6.3-6.5 promove a cura sem ferir

### Indicações:

Pure & Clean Wound Cleanser Rx destina-se à limpeza e remoção de material estranho, incluindo fragmentos e microrganismos de feridas, é utilizado para umedecer pensos absorventes e para o tratamento de queimaduras de 1º e 2º grau, cortes menores, abrasões superficiais da pele, úlceras de pressão estágio I-IV, úlceras de estase, úlceras do pé diabético, enxerto de pele e locais doadores e lesões dérmicas crônicas - todas podem ser limpas, desbridadas e umedecidas com Pure & Clean Wound Cleanser.

### Limpeza de feridas

- Segure na vertical 10-15cm de ferida
- Pulverize livremente e diretamente na área da ferida e da ferida para limpar, umedecer e desbridar
- Deixe na ferida sem enxugar ou enxaguar

### Curativo ferido

- Use Pure & Clean Wound Cleanser para umedecer o curativo
- Sature o curativo com Pure & Clean derramando sobre o curativo
- Aplique o curativo úmido diretamente na ferida e prenda conforme necessário

### Remoção de Vestir

- Use Pure & Clean para facilitar a remoção de curativos aderentes
- Pulverize o adesivo e a pele para facilitar a remoção
- Presione a pele para baixo enquanto a fita é gentilmente puxada para trás. Spray Pure & Clean durante todo o processo para ajudar a prevenir MARS (Medical Adhesive-Related Skin Injury)

### Cuidado Incisional

- Spray Pure & Clean na área antes do fechamento da derme
- Após o fechamento, borrife novamente antes de aplicar uma bandagem

### Desbridamento Afiado

- Aplique Pure & Clean para enxaguar a ferida durante e após o procedimento
- Se usar um curativo pré-embebido de Pure & Clean, aplique-o na ferida conforme necessário
- Se não estiver a usar um curativo pré-embebido, lave ou esfregue a ferida com Pure & Clean Wound Cleanser

### Lubrificação de feridas

- Use Pure & Clean Wound Cleanser para lubrificar a ferida e ajudar a mantê-la úmida
- Se um hidrogel é preferido para manter a lubrificação, recomenda-se o Pure & Clean Hydrogel
- O Pure & Clean Hydrogel fornece um gel espesso quando a garrafa é mantida fechada (3cm), usando uma força (pressão) da bomba firme.
- Pure & Clean Hydrogel não funciona ou se liquefaz rapidamente, mas mantém o estado do gel por períodos de tempo para manter a ferida úmida por mais tempo

### Uso Regular

- Para promover a cura, use os produtos Pure & Clean
- Eles são seguros e eficazes para usar quantas vezes desejar; diariamente ou várias vezes por dia
- Use Pure & Clean para toda mudança de curativo

**Manuseamento:** Não tóxico e não irritante para a pele, olhos ou mucosas. Não é necessário manipulação especial. Nenhuma instrução especial para descarte.

**Segurança:** Pure & Clean não irrita e não sensibiliza, tendo passado em muitos estudos de biocompatibilidade, incluindo o estudo ISO Irritação Ocular e o teste ISO Sensibilidade Máxima.