



INSTRUÇÕES DE USO:

Descrição: Bionext® é uma membrana semitransparente composta por uma malha de nanofibra de celulose pura fiada por Acetobacter Xylinum. As fibras formam um suporte forte e resiliente para a regeneração do tecido. A membrana é projetada para regular a umidade da água, promover o metabolismo celular e proteger feridas de microorganismos externos. O Bionext® XP é o Bionext® com fenestrações pré-cortadas para permitir o gerenciamento de exsudato mais pesado com o uso de um curativo absorvente secundário.

Indicações: Bionext® é indicado para uso em feridas de espessura parcial e total, como queimaduras, úlceras de perna, úlceras de pressão, úlceras diabéticas, feridas traumáticas, feridas cirúrgicas complexas e epidermólise bolhosa.

Contra-indicações: Não se destina a uso em queimaduras de terceiro grau ou feridas com infecção ativa.

Inscrição:

- Limpe a ferida cuidadosamente com um limpador de feridas ou soro fisiológico; remover todos os corpos estranhos e detritos.
- Enxágüe bem com limpador de feridas ou solução salina. Seque suavemente a ferida com uma gaze esterilizada seca.
- Corte o curativo no tamanho certo; a membrana deve se sobrepor à margem da ferida em 1 cm.
- Usando gaze ou aplicador similar embebido em limpador de feridas ou solução salina, pressione suavemente a membrana Bionext® na ferida para obter aderência total. Certifique-se de remover quaisquer bolhas de ar ou excesso de exsudato presos sob a membrana, deslizando suavemente do centro para mover o exsudato de fora para as bordas.
- Para melhor proteção, ocluir a área com gaze ou curativo secundário respirável nas primeiras 48 horas ou até que a aderência total seja alcançada.
- Ao usar feridas com exsudação mais pesada, fenestrar a membrana antes da aplicação ou usar Bionext®XP, que é pré-fenestrado. Coloque Bionext® ou Bionext® XP fenestrado sob compressão com curativo secundário suficiente para controlar o exsudado.

Remoção do curativo:

- O Bionext® pode ser trocado conforme necessário e usado por um longo período de tempo, geralmente permanecendo no local até que a ferida esteja curada ou 15 dias.
- À medida que a ferida cicatriza, as bordas da membrana podem ser aparadas à medida que se levantam da pele.
- Se o excesso de exsudato se formar sob a membrana, use um pequeno orifício para drenar o exsudato ou remova a membrana e coloque outro.
- Bionext® deve ser removido se houver sinais e sintomas de infecção.
- Os curativos são de uso único.

Armazenamento: Os curativos Bionext® devem ser mantidos em ambiente bem ventilado com temperatura entre 10 ° C e 40 ° C. **Aviso:** Não use se houver infecção ativa. Resolva a infecção antes de usar. Não use se a bolsa tiver sido aberta. Não use a data de validade passada.

Informações sobre pedidos:

Estoque #	Descrição do Produto	Unidades/Caixa
C1-25X	Bionext® 5,0 cm x 5,0 cm	20/Caixa
C1-35X	Bionext® 5,0 cm x 7,5 cm	20/Caixa
C1-75X	Bionext® 7,5 cm x 10,0 cm	10/Caixa
C1-150X	Bionext® 10,0 cm x 15,0 cm	10/Caixa
C1-300X	Bionext® 15,0 cm x 20,0 cm	10/Caixa

Estoque #	Descrição do Produto	Unidades/Caixa
C1-25XP	Bionext XP® 5,0 cm x 5,0 cm	20/Caixa
C1-35XP	Bionext XP® 5,0 cm x 7,5 cm	20/Caixa
C1-75XP	Bionext XP® 7,5 cm x 10,0 cm	10/Caixa
C1-150XP	Bionext XP® 10,0 cm x 15,0 cm	10/Caixa
C1-300XP	Bionext XP® 15,0 cm x 20,0 cm	10/Caixa

Manufactured by:

Bionext Produtos Biotecnológicos Ltda.
Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, 181
Mogi Mirim - São Paulo - CEP 05502-000
CNPJ 05.423.767/0001-47 Inscr. Est.116.808.918.113
Reg. ANVISA/MS nº 80255120001
Quality Manager: Lourdes Maria Araujo Quaresma de Camargo
CRB 023907/01-D - E-mail: comercial@bionext.com.br